

Rseries™

E SERIES

M Series®

AutoPulse®  
Non-invasive Cardiac Support Pump

AEDPRO®

AEDPLUS®

real CPR help®

see-thru CPR™

ZOLL Data Systems

RescueNet®

CodeNET®

LifeVest®

# Hvorfor velge en hjertestarter fra Zoll?


medidyne

**ZOLL**  
Advancing Resuscitation. Today.™

# Fordi ZOLL øker kvaliteten på HLR!

## realCPRhelp®

- **Veileder** livredderen i å komprimere med rett frekvens og dybde under pågående hjerte-lunge-redning (HLR)



## see-thruCPR™

- **Filtrer bort forstyrrelsene ved HLR** på monitoren slik at det er mulig å se den underliggende rytmen som igjen reduserer tiden det ikke gjøres HLR



## PocketCPR



- **Tilbakemelding på kompresjonsfrekvens og dybde,** i en liten håndholdt "pocketCPR"

  
medidyne

**ZOLL**  
Advancing Resuscitation. Today.™  


# Fordi Zoll har stor bredde og erfaring innenfor akuttmedisin




The logo for medidyne, featuring a stylized blue star above the word "medidyne" in a lowercase, sans-serif font.


**ZOLL**  
Advancing Resuscitation. Today.™  
A blue curved line graphic below the ZOLL logo.

# Fordi studier viser at det utføres HLR med for dårlig kvalitet

- Utenfor sykehus (Wik)
  - “...chest compressions **were not delivered** half of the time, and most compressions were **too shallow...**”
- På sykehus (Abella)
  - “... the quality of multiple parameters of CPR was **inconsistent** and often **did not meet published guideline recommendations**, even when performed by well-trained hospital staff...”





# Fordi studier viser at det i > 50% av tilfellene må utføres HLR før det kan gis sjokk



Peberdy MA et al. *Resuscitation* 2003;58:297-308.  
Kaye W et al. *Journal of the American College of Cardiology*.  
Cobb L et al. *JAMA*. 2002;288(23):3008-3013.



# Fordi retningslinjene for HLR fokuserer på god kvalitet



*“Statement ERC/AHA: ...push hard, push fast, allow full chest recoil, minimize interruptions in compressions...”*



# Løsningen er **AEDPLUS** med disse fordelene:



real **CPR** help®

- En halvautomatisk hjertestarter utviklet for menigmann
- Den veileder førstehjelperen gjennom alle ledd i behandlingsskjeden
- Har et unikt tilbakemeldingssystem (dybde og frekvens) for brystkompresjoner under pågående HLR
- LCD skjerm med EKG (valgfritt)
- Robust design
- Ekstrem motstand mot støv og vann (IP55)
- 5 års garanti
- En sammenhengende elektrode som forenkler plasseringen
- iR-port for dataoverføring
- Utfører automatiske selvtester
- Benytter kommersielle batterier

  
medidyne

**ZOLL**  
Advancing Resuscitation. Today.™  
